

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/generator-elektrochirurgiczny-arc-350-p-1171.html>



Generator elektrochirurgiczny ARC 350

Cena brutto	71 627,76 zł
Cena netto	66 322,00 zł
Numer katalogowy	900-351

Opis produktu

ARC 350 - Uniwersalne możliwości

ARC 350 oferuje wszystkie dostępne funkcje elektrochirurgii. Poza resekcją bipolarną stosowaną w urologii i ginekologii oraz LIGACJĄ aparat umożliwia osiągnięcie powtarzalnych rezultatów dzięki specjalnym programom dedykowanym, np. dla neuro- czy kardiochirurgii.

Przeznaczenie:

Urządzenie elektrochirurgiczne służy do generowania energii elektrycznej służącej do monopolarnego i bipolarnego cięcia i koagulacji tkanek podczas zabiegów chirurgicznych.

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia
- gastroenterologia
- pulmonologia