

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-3-odprowadzenia-klamra-typ-ge-marquette-multilink-p-1021.html>

Kabel 3 odprowadzenia, klamra, typ GE Marquette (Multilink)

Cena brutto	275,40 zł
Cena netto	255,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	MQ3CI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	LW-3410029/3A
	Beta Biomed	B711-41737
	Curbell	LDW-03BW-29AM-0000, LDW-03BW-51AM-0000
	GE Healthcare > Marquette	412682-001, 164L0027, 412682-002
	RPI	LKM053
	Tenacore	41737-P
	Unimed	MQ3-90P-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	Aestiva/5, E-PRESTN, M-PRESTN, Unity
	Drager	Narkomed 6400
	GE Healthcare > Corometrics	120
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	Carescape B450, Carescape B650, Carescape B850, Procare B40
	GE Healthcare > Marquette	Dash 1000, Dash 2500, Dash 5000, Dash PRO 2000, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, Eagle, MAC-Lab, Responder 2000, Responder 3000, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 451, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Unity Systems
	GE Healthcare	Logiq 7, Vivid 7, Vivid i, Vivid q

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Klamra
	Ilość odprowadzeń	3
	Długość całk. kabla	90 cm
	Materiał kabla	TPU
	Kod kolorów	IEC

Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	6 miesięcy