

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-3-odprowadzenia-zatrzask-typ-datascope-mindray-p-1008.html>



Kabel 3 odprowadzenia, zatrzask, typ Datascope > Mindray

Cena brutto	291,60 zł
Cena netto	270,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	DT3SI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	LW-2910S29/3A
	Mindray > Datascope	0012-00-1503-04 , 0012-00-1503-05 , 0012-00-1503-06
	Unimed	DT3-90S-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Mindray > Datascope	Panorama, Panorama Telepack 608, Passport 2, Passport V, Spectrum, Spectrum OR, V12, V21

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Klamra
	Ilość odprowadzeń	3
	Długość całk. kabla	90 cm
	Materiał kabla	TPU
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy