

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-3-odprowadzenia-zatrzask-typ-din-p-1014.html>

Kabel 3 odprowadzenia, zatrzask, typ DIN



Cena brutto	129,60 zł
Cena netto	120,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	D3SI

Opis produktu

Lista referencyjna:

PRODUCENT	Numer OEM
Conmed	RA24-03
Curbell	LW-2090040/3A , LW-2090024/3A
Mindray > Datascope	0012-00-0622-01
Philips	M3915A
RPI	LKM005
Spacelabs	012-0283-00 , 012-0283-01, 012-0295-00
Tenacore	20900-18-3A
Welch Allyn	008-0323-00
Unimed	D3-90S-I

Kompatybilność:

PRODUCENT	MODEL
ATL	800 Plus, Apogee, CX200, CX400, HDI 9/2000
Conmed	90347
Criticare	1100, 2200, 504US, 504USP, 506, 507, 507ELC2, 507S, 508, 602-4B, 602-4USP, Poet 2, Scholar
DIN styl	wszystkie
Datex Ohmeda	Aestiva/5, E-PRESTN
Drager > Air Shields	HRRM-71-1, HRRM-71-2, II, III, Porta-Fib I, System 5 (New), System 6 (Neonatal)
GE Healthcare > Corometrics	556
GE Healthcare > Critikon > Dinamap	8100T, 8700 Series, 9700 Series, Carescape B450, Carescape B650, Carescape B850, Procare B40
GE Healthcare > Marquette	Dash 1000, Dash 2500, Dash 5000, Dash PRO 2000, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, Eagle, MAC-Lab, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram

	600, Tram 800, Unity Systems
GE Healthcare	Logiq 7, Vivid i, Vivid q, Vivid S6
Interspec (Irex) (JJ)	Cardiology XL, Mark IV, Mark Vii, Ultramark 4, Ultramark 4 Plus, Ultramark 5, Ultramark 7, Ultramark 9
Invivo	360SL, 450SL, 521A, Escort 100, Escort 101, Escort 102, Escort 200, Escort 300, PortaPak 1000, PortaPak 80, PortaPak 90, Prism
Ivy Biomedical	101 (sprzed 1989), 402, 700, 7800, Cardiac Trigger Monitor 3150
Medtronic > Physio Control	Lifepak 6, VSM-1ESF
Mindray > Datascope	MEC 1000, MEC 1200, MEC 2000
Nihon Kohden	BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, OEC-6102A (s/n>20156), OEC-6105A (s/n>20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC-5200A (s/n>20421), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A
Omron > Colin	BP308, BP408, CBM3000
PaceTech	MiniMax 4000CL, Minipack 300, Minipack 3000, Minipack 3100, Vitalmax 2100, Vitalmax 2200, Vitalmax 4000, Vitalmax 4000 Modular, Vitalmax 4000CL, Vitalmax 4100, Vitalmax 4100CL, Vitalmax 800 Plus
Smiths Medical > BCI	1301, 3404, 6100, 6200, 9100, 9200, Advisor, Autocorr
Spacelabs	400, 500, 600, 900, 90300, 90303B, 90308, 90341, 90408, 90425, 90428, 90431, 90432, 90470, 90600, 90700, 90701, 90721, 90724, AriaTele, PC Bedside, PCMS, TEK-208, TEK-408, TEK-413, TEK-414, TEK-511, TEK-512, TEK-514, TEK-5214045
Welch Allyn	1500, Atlas, Atlas 6200 Series, PIC 30, PIC 40, PIC 50, Propaq 100 Series, Propaq 200 Series, Propaq CS, Propaq Encore, Propaq LT, Ultra Smart

Specyfikacja:

Złącze proksymalne	Zatrząsk
Ilość odprowadzeń	3
Długość całk. kabla	90 cm
Materiał kabla	TPU
Kod kolorów	IEC
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	6 miesięcy

