

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-3-odprowadzenia-zatrzask-typ-drager-siemens-p-1018.html>

Kabel 3 odprowadzenia, zatrzask, typ Drager / Siemens

Cena brutto	405,00 zł
Cena netto	375,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	DG3SI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Drager	
	Unimed	DG3-90S-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Drager	Infinity M300, Infinity M540, MultiMed Plus, MultiMed Plus OR

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Zatrzask
	Ilość odprowadzeń	3
	Długość całk. kabla	90 cm
	Materiał kabla	TPU
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy