

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-3-odprowadzenia-zatrzask-typ-siemens-vs-vr-p-1061.html>

Kabel 3 odprowadzenia, zatrzask, typ Siemens (VS / VR)

Cena brutto	275,40 zł
Cena netto	255,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	E3SI-5

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Drager	5956441
	Unimed	SMB3-90S-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Philips	Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Gamma, Infinity Gamma XL, Infinity Kappa, Infinity Kappa XLT, Infinity Vista, Infinity Vista XL, SC 6000, SC 7000, SC 9000

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Zatrzask
	Ilość odprowadzeń	3
	Długość całk. kabla	90 cm
	Materiał kabla	TPU
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy