

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-5-odprowadzen-klamra-typ-philips-aa-p-1042.html>

Kabel 5 odprowadzeń, klamra, typ Philips (AA)

Cena brutto	307,80 zł
Cena netto	285,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	AA5CI

Opis produktu

Lista referencyjna:

PRODUCENT	Numer OEM
AMC	LW-3300051/5A, LW-3300029/5A
Curbell	LDW-05BB-29AS-0100, LDW-05BB-51AS-0100, LDW-05BB-MXAS-0100
Pacific Medical	NEPH1623
Philips	M1623A, 989803104511, M1621A, 98980310401, M1629A, 989803104541
RPI	LKM032
Tenacore	80300-30-5A
Unimed	AA5-90P-I

Kompatybilność:

PRODUCENT	MODEL
Invivo	101, 360SL, 450SL, 521A, Escort 100, Escort 101, Escort 102, Escort 200, Escort 300, PortaPak 1000, PortaPak 80, PortaPak 90, Prism
Ivy Biomedical	101, 7800, Cardiac Trigger Monitor 3150
Medtronic > Physio Control	Lifepak 6, VSM-1ESF
Nihon Kohden	BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, OEC-6102A (s/n>20156), OEC-6105A (s/n>20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC-5200A (s/n>20421), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A
PaceTech	MiniMax 4000CL, Minipack 300, Minipack 3000, Minipack 3100, Vitalmax 2100, Vitalmax 2200, Vitalmax 4000, Vitalmax 4000 Modular, Vitalmax 4000CL, Vitalmax 4100, Vitalmax 4100CL, Vitalmax 800 Plus
Philips	HD15, IE33, IntelliVue MX800, M3001A

Spacelabs	400, 500, 600, 900, 90300, 90303B, 90308, 90408, 90425, 90428, 90431, 90432, 90470, 90600, 90700, 90701, 90721, 90724, PC Bedside, PCMS, TEK-208, TEK-408, TEK-413, TEK-414, TEK-511, TEK-512, TEK-514, TEK-5214045
-----------	---

Specyfikacja:

Złącze proksymalne	Klamra
Ilość odprowadzeń	5
Długość całk. kabla	90 cm
Materiał kabla	TPU
Kod kolorów	IEC
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	6 miesięcy