

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-5-odprowadzen-klamra-typ-siemens-vs-vr-p-1050.html>

Kabel 5 odprowadzeń, klamra, typ Siemens (VS / VR)

Cena brutto	291,60 zł
Cena netto	270,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	E5CI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Drager	5956359
	Unimed	SM5-90P-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Philips	Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Gamma, Infinity Gamma XL, Infinity Kappa, Infinity Kappa XLT, Infinity Vista, Infinity Vista XL, SC 6000, SC 7000, SC 9000

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Klamra
	Ilość odprowadzeń	5
	Długość całk. kabla	90 cm
	Materiał kabla	TPU
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy