

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-5-odprowadzen-klamra-typ-spacelabs-trulink-p-1054.html>

## Kabel 5 odprowadzeń, klamra, typ Spacelabs (TruLink)

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>372,60 zł</b>                                                                       |
| Cena netto       | <b>345,00 zł</b>                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)</b> |
| Numer katalogowy | <b>SL5CI</b>                                                                           |

### Opis produktu

|                     |                  |                                 |
|---------------------|------------------|---------------------------------|
| Lista referencyjna: | <b>PRODUCENT</b> | <b>Numer OEM</b>                |
|                     | AMC              | LW-3500040/5A,<br>LW-3500024/5A |
|                     | Spacelabs        | 700-0006-10, 700-0006-08        |
|                     | Unimed           | SLB5-90P-I                      |

|                 |                  |                                         |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Kompatybilność: | <b>PRODUCENT</b> | <b>MODEL</b>                            |
|                 | Spacelabs        | 90492, 90496, 91220, 91496,<br>Tru-Link |

|               |                            |                                                   |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Specyfikacja: | <b>Złącze proksymalne</b>  | Klamra                                            |
|               | <b>Ilość odprowadzeń</b>   | 5                                                 |
|               | <b>Długość całk. kabla</b> | 90 cm                                             |
|               | <b>Materiał kabla</b>      | TPU                                               |
|               | <b>Kod kolorów</b>         | IEC                                               |
|               | <b>Certyfikaty</b>         | CE, ISO EN 13485:2012,<br>13485:2012/AC:2012, FDA |
|               | <b>Gwarancja</b>           | 6 miesięcy                                        |