

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-5-odprowadzen-zatrzask-typ-philips-aa-p-1043.html>

Kabel 5 odprowadzeń, zatrzask, typ Philips (AA)

Cena brutto	307,80 zł
Cena netto	285,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	AA5SI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	LW-2300051/5A, LW-2300029/5A
	Curbell	LDW-05AB-29AS-0100, LDW-05AB-51AS-0100, LDW-05AB-MXAS-0100
	Mindray > Datascope	0012-001003-01
	Pacific Medical	NEPH1625
	Philips	M1625A, 989803104521
	RPI	LKM035
	Tenacore	80900-30-5A
	Unimed	AA5-90S-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Invivo	101, 360SL, 450SL, 521A, Escort 100, Escort 101, Escort 102, Escort 200, Escort 300, PortaPak 1000, PortaPak 80, PortaPak 90, Prism
	Ivy Biomedical	101, 7800, Cardiac Trigger Monitor 3150
	Medtronic > Physio Control	Lifepak 6, VSM-1ESF
	Nihon Kohden	BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, OEC-6102A (s/n>20156), OEC-6105A (s/n>20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC-5200A (s/n>20421), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A
	PaceTech	MiniMax 4000CL, Minipack 300, Minipack 3000, Minipack 3100, Vitalmax 2100, Vitalmax 2200, Vitalmax 4000, Vitalmax 4000 Modular, Vitalmax 4000CL, Vitalmax 4100, Vitalmax 4100CL, Vitalmax 800 Plus
	Philips	HD15, IE33, IntelliVue MX800, M3001A

Spacelabs	400, 500, 600, 900, 90300, 90303B, 90308, 90408, 90425, 90428, 90431, 90432, 90470, 90600, 90700, 90701, 90721, 90724, PC Bedside, PCMS, TEK-208, TEK-408, TEK-413, TEK-414, TEK-511, TEK-512, TEK-514, TEK-5214045
-----------	---

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Zatrzask
	Ilość odprowadzeń	5
	Długość całk. kabla	90 cm
	Materiał kabla	TPU
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy