

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-glowny-ekg-aami-na-3-odprowadzenia-din-wtyk-6-pin-p-977.html>

Kabel główny EKG AAMI, na 3 odprowadzenia DIN, wtyk 6 pin

Cena brutto	259,20 zł
Cena netto	240,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	D2340I

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	CB-71340
	Covidien > Kendall	1340PS
	Criticare	1094/3
	Curbell	CB-71355 , CB-71314 , CB-71316
	Mindray > Datascope	0012-00-0991-03, 0012-00-0991-01, 0012-00-1255-09
	RPI	KCA016, KCA001, KCA004, KCA007
	Spacelabs	012-0108-01, 012-0201-00
	Tenacore	41340
	Welch Allyn	WA-6200-01, 008-0316-00
	Unimed	D-1340-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	ATL	800 Plus, Apogee, CX200, CX400, HDI 9/2000
	Conmed	90347
	Criticare	1100, 2200, 504US, 504USP, 506, 507, 507E, 507ELC2, 507S, 508, 602-4B, 602-4USP, Poet 2, Scholar
	DIN styl	wszystkie
	Drager > Air Shields	HRRM-71-1, HRRM-71-2, II, III, Porta-Fib I, System 5 (New), System 6 (Neonatal)
	GE Healthcare > Corometrix	556
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	8100T, 8700 Series, 9700 Series
	Interspec (Irex) (JJ)	Cardiology XL, Mark IV, Mark VII, Ultramark 4, Ultramark 4 Plus, Ultramark 5, Ultramark 7, Ultramark 9
	Invivo	360SL, 450SL, 521A, Escort

	100, Escort 101, Escort 102, Escort 200, Escort 300, PortaPak 1000, PortaPak 80, PortaPak 90, Prism
Ivy Biomedical	101 (before 1989), 402, 700, 7800, Cardiac Trigger Monitor 3150
Medtronic > Physio Control	Lifepak 6, VSM-1ESF
Mindray > Datascope	MEC 1000, MEC 1200, MEC 2000
Nihon Kohden	BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, OEC-6102A (s/n>20156), OEC-6105A (s/n>20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC-5200A (s/n>20421), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A
Omron > Colin	BP308, BP408, CBM3000
PaceTech	MiniMax 4000CL, Minipack 300, Minipack 3000, Minipack 3100, Vitalmax 2100, Vitalmax 2200, Vitalmax 4000, Vitalmax 4000 Modular, Vitalmax 4000CL, Vitalmax 4100, Vitalmax 4100CL, Vitalmax 800 Plus
Smiths Medical > BCI	3101, 3404, 6100, 6200, 9100, 9200, Advisor, Autocorr
Spacelabs	400, 500, 600, 900, 90300, 90303, 90303B, 90308, 90408, 90425, 90428, 90431, 90432, 90470, 90600, 90700, 90701, 90721, 90724, AriaTele, PC Bedside, PCMS, TEK-208, TEK-408, TEK-413, TEK-414, TEK-511, TEK-512, TEK-514, TEK-5214045
Welch Allyn	1500, Atlas, Atlas 6200 Series, PIC 30, PIC 40, PIC 50, Propaq 100 Series, Propaq 200 Series, Propaq CS, Propaq Encore, Ultra Smart

Specyfikacja:	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	6 pin
	Wymagane odprowadzenia	D3CI (klamra); D3SI (zatrzask)
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy

KUP PASUJĄCE ODPROWADZENIA:



