

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-glowny-ekg-datex-ohmeda-na-3-odprowadzenia-dx-wtyk-10-pin-p-983.html>



# Kabel główny EKG Datex Ohmeda, na 3 odprowadzenia DX, wtyk 10 pin

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>291,60 zł</b>                                                                       |
| Cena netto       | <b>270,00 zł</b>                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)</b> |
| Numer katalogowy | <b>DX2395I</b>                                                                         |

## Opis produktu

|                     |                  |                        |
|---------------------|------------------|------------------------|
| Lista referencyjna: | <b>PRODUCENT</b> | <b>Numer OEM</b>       |
|                     | AMC              | CB-82395R              |
|                     | Datex Ohmeda     | 545307-HEL, 545302-HEL |
|                     | RPI              | KCC034                 |
|                     | Unimed           | DX-2395-I              |

|                 |                  |                                                                            |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilność: | <b>PRODUCENT</b> | <b>MODEL</b>                                                               |
|                 | Datex Ohmeda     | AS/3, Cardiocap 1, Cardiocap 2, Cardiocap 5, CS/3, Light, S/5, Satliteplus |

|               |                               |                                                |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Specyfikacja: | <b>Długość całk. kabla</b>    | 2.80 m                                         |
|               | <b>Materiał kabla</b>         | TPU                                            |
|               | <b>Wtyk</b>                   | 10 pin                                         |
|               | <b>Wymagane odprowadzenia</b> | DX3CI (klamra); DX3SI (zatrask)                |
|               | <b>Kod kolorów</b>            | IEC                                            |
|               | <b>Certyfikaty</b>            | CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |
|               | <b>Gwarancja</b>              | 6 miesięcy                                     |

## KUP PASUJĄCE ODPROWADZENIA:

