

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-glowny-ekg-ge-hellige-na-3-odprowadzenia-dx-wtyk-10-pin-p-986.html>

Kabel główny EKG GE Hellige, na 3 odprowadzenia DX, wtyk 10 pin

Cena brutto	405,00 zł
Cena netto	375,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	DX2355I

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	DX-2355-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	GE Hellige	CardioServ, Generation, SCP 844, SCP 851, SCP 852, SCS 804, Servomed 4, Vicom SM

Specyfikacja:	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	10 pin
	Wymagane odprowadzenia	DX3CI (klamra); DX3SI (zatrzask)
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy

KUP PASUJĄCE ODPROWADZENIA:

