

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-glowny-ekg-philips-na-5-odprowadzen-hp-wtyk-12-pin-p-997.html>

Kabel główny EKG Philips, na 5 odprowadzeń HP, wtyk 12 pin

Cena brutto	291,60 zł
Cena netto	270,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	HP2585I

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	CB-73585R
	Philips	M1668A, 989803145061, 989803170181
	Unimed	HP-2585-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Philips	78352C, 78354C, 78834C, 862472, 862473, 862474, 862475, 862478, 862479, 863064, 863065, 863066, 863068, C3, HeartStart MRx, HeartStart XL, IntelliVue MX700, MX800, M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, MMS X2, M3535A, M3536A, M4735A, M8102A MP2, M8105A MP5, SureSigns VM6, SureSigns VM8

Specyfikacja:	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	12 pin
	Wymagane odprowadzenia	HP3CI (klamra); HP3SI (zatrask)
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy

KUP PASUJĄCE ODPROWADZENIA:

