

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-artema-sw-3-odprowadzenia-klamra-wtyk-10-pin-p-855.html>



Kabel kompletny EKG do Artema S&W, 3 odprowadzenia, klamra, wtyk 10 pin

Cena brutto	291,60 zł
Cena netto	270,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2397CI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	2397P-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Artema SW	8000, Diascope 1, Diascope 2, Diascope NT, Athena, Cardio Aid 200
	Cardio Aid	200
	Draeger > Air Shields	wszystkie

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Klamra
	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	10 pin
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy