

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-bionet-3-odprowadzenia-zatrzask-wtyk-8-pin-p-791.html>



Kabel kompletny EKG do Bionet, 3 odprowadzenia, zatrzask, wtyk 8 pin

Cena brutto	302,40 zł
Cena netto	280,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2314SI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	2314S-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Bionet	BM3

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Zatrzask
	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	8 pin
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy