

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-datascope-mindray-fukunda-3-odprowadzenia-zatrzask-wtyk-12-pin-p-828.html>



Kabel kompletny EKG do Datascope / Mindray / Fukunda, 3 odprowadzenia, zatrzask, wtyk 12 pin

Cena brutto	486,00 zł
Cena netto	450,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2359SI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	2359S-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Fukunda Denshi	Dynascope DS-5100, Dynascope DS-5100E, Dynascope DS-5300W, Dynascope DS-5400, Dynascope DS-7001
	Mindray > Datascope	Expert

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Zatrzask
	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	12 pin
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy