

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-fukunda-3-odprowadzenia-klamra-wtyk-12-pin-p-863.html>



Kabel kompletny EKG do Fukunda, 3 odprowadzenia, klamra, wtyk 12 pin

Cena brutto	421,20 zł
Cena netto	390,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2399CI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	2399P-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Fukunda Denshi	DS-7000, DS-7100, DS-7200, DS-7300

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Klamra
	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	12 pin
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy