

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-ge-marquette-dash-5-odprowadzen-klamra-wtyk-11-pin-p-845.html>



Kabel kompletny EKG do GE Marquette / Dash, 5 odprowadzeń, klamra, wtyk 11 pin

Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2586CI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	2586P-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	Aestiva/5, E-PRESTN, M-PRESTN, Unity
	Drager	Narkomed 6400
	GE Healthcare > Corometrics	120
	GE Healthcare > Marquette	Dash 1000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 5000, Dash PRO 2000, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, Eagle Systems, MAC-Lab, Responder 2000, Responder 3000, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800
	GE Healthcare	Vivid 7

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Klamra
	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	11 pin
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy