

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-hellige-5-odprowadzen-zatrzask-wtyk-10-pin-p-822.html>



Kabel kompletny EKG do Hellige, 5 odprowadzeń, zatrzask, wtyk 10 pin

Cena brutto	372,60 zł
Cena netto	345,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2555SI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	2555S-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Hellige	Servomed 4, Generation, SCP 851, SCP 852, SCP 844, SCS 804, Vicom SM, CardioServ

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Zatrzask
	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	10 pin
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy