

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-medtronic-physio-control-3-odprowadzenia-zatrzask-wtyk-12-pin-p-811.html>



Kabel kompletny EKG do Medtronic / Physio Control, 3 odprowadzenia, zatrzask, wtyk 12 pin

Cena brutto	615,60 zł
Cena netto	570,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2327SI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	2327S-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Medtronic > Physio Control	Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Zatrzask
	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	12 pin
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy