

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-mek-3-odprowadzenia-klamra-wtyk-6-pin-p-778.html>



Kabel kompletny EKG do MEK, 3 odprowadzenia, klamra, wtyk 6 pin

Cena brutto	280,80 zł
Cena netto	260,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2311CI

Opis produktu

Lista referencyjna:	<table><tr><th>PRODUCENT</th><th>Numer OEM</th></tr><tr><td>Unimed</td><td>2311P-I</td></tr></table>	PRODUCENT	Numer OEM	Unimed	2311P-I
PRODUCENT	Numer OEM				
Unimed	2311P-I				

Kompatybilność:	<table><tr><th>PRODUCENT</th><th>MODEL</th></tr><tr><td>MEK</td><td>M160246, 360697</td></tr><tr><td>Votem</td><td>VP-700, VP-1000, VP-1200</td></tr></table>	PRODUCENT	MODEL	MEK	M160246, 360697	Votem	VP-700, VP-1000, VP-1200
PRODUCENT	MODEL						
MEK	M160246, 360697						
Votem	VP-700, VP-1000, VP-1200						

Specyfikacja:	<table><tr><td>Złącze proksymalne</td><td>Klamra</td></tr><tr><td>Długość całk. kabla</td><td>2.80 m</td></tr><tr><td>Materiał kabla</td><td>TPU</td></tr><tr><td>Wtyk</td><td>6 pin</td></tr><tr><td>Kod kolorów</td><td>IEC</td></tr><tr><td>Certyfikaty</td><td>CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA</td></tr><tr><td>Gwarancja</td><td>6 miesięcy</td></tr></table>	Złącze proksymalne	Klamra	Długość całk. kabla	2.80 m	Materiał kabla	TPU	Wtyk	6 pin	Kod kolorów	IEC	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA	Gwarancja	6 miesięcy
Złącze proksymalne	Klamra														
Długość całk. kabla	2.80 m														
Materiał kabla	TPU														
Wtyk	6 pin														
Kod kolorów	IEC														
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA														
Gwarancja	6 miesięcy														