

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-mindray-3-odprowadzenia-zatrzask-wtyk-12-pin-p-783.html>



Kabel kompletny EKG do Mindray, 3 odprowadzenia, zatrzask, wtyk 12 pin

Cena brutto	259,20 zł
Cena netto	240,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2312SI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	2312S-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Mindray	Beneheart D6, BeneView T5, DPM6, DPM7, iPM-9800, MEC 1000, MPM, PM5000, PM6000, T8
	Penlon InterMed	wszystkie

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Zatrzask
	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	12 pin
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy