

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-siemens-3-odprowadzenia-zatrzask-wtyk-10-pin-p-836.html>



Kabel kompletny EKG do Siemens, 3 odprowadzenia, zatrzask, wtyk 10 pin

Cena brutto	307,80 zł
Cena netto	285,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2376SI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	2376S-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Siemens	Polymed, Sirecust 1200, Sirecust 1260, Sirecust 1281, Sirecust 1801, Sirecust 341, Sirecust 400, Sirecust 500, Sirecust 600, Sirecust 610, Sirecust 620, Sirecust 630, Sirecust 700, Sirecust 720, Sirecust 722, Sirecust 730, Sirecust 732, Sirecust 900, Sirecust 960, Sirecust 961, Sirem

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Zatrzask
	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	10 pin
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy