

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-spacelabs-3-odprowadzenia-klamra-wtyk-17-pin-p-851.html>



## Kabel kompletny EKG do Spacelabs, 3 odprowadzenia, klamra, wtyk 17 pin

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>340,20 zł</b>                                                                       |
| Cena netto       | <b>315,00 zł</b>                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)</b> |
| Numer katalogowy | <b>2396CI</b>                                                                          |

### Opis produktu

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Lista referencyjna:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>Numer OEM</b> |
|                            | Unimed           | 2396P-I          |

|                        |                  |                                                                                                                      |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>MODEL</b>                                                                                                         |
|                        | Spacelabs        | 90309, 90367 Ultraview, 90369 Ultraview, 90496 Ultraview, 91220 mCare 300, 91369, 93300, Elance Series, Ultraview SL |

|                      |                            |                                                |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> | <b>Złącze proksymalne</b>  | Klamra                                         |
|                      | <b>Długość całk. kabla</b> | 2.80 m                                         |
|                      | <b>Materiał kabla</b>      | TPU                                            |
|                      | <b>Wtyk</b>                | 17 pin                                         |
|                      | <b>Kod kolorów</b>         | IEC                                            |
|                      | <b>Certyfikaty</b>         | CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |
|                      | <b>Gwarancja</b>           | 6 miesięcy                                     |