

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-kompletny-ekg-do-spacelabs-5-odprowadzen-klamra-wtyk-17-pin-p-853.html>



Kabel kompletny EKG do Spacelabs, 5 odprowadzeń, klamra, wtyk 17 pin

Cena brutto	388,80 zł
Cena netto	360,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2596CI

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	2596P-I

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Spacelabs	90309, 90367 Ultraview, 90369 Ultraview, 90496 Ultraview, 91220 mCare 300, 91369, 93300, Elance Series, Ultraview SL

Specyfikacja:	Złącze proksymalne	Klamra
	Długość całk. kabla	2.80 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	17 pin
	Kod kolorów	IEC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy