

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/kabel-polaczeniowy-spo2-typu-nellcor-oximax-doc-10-wtyk-14-pin-kabel-24-m-p-1058.html>



Kabel połączeniowy SpO2 typu Nellcor OxiMax (DOC-10), wtyk 14 pin, kabel 2.4 m

Cena brutto	388,80 zł
Cena netto	360,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	924-70
Kod producenta	CR002-5305

Opis produktu

Lista referencyjna:

PRODUCENT	Numer OEM
AMC	CB-A400-1011DO
Beta Biomed	B400-1011B
CAS Med	01-02-0183
Covidien > Nellcor	DOC-10
GE Healthcare > Marquette	2008773-001, 2021406-002
Hunleigh	320325-1
Mindray > Datascope	0012-00-1464
Pacific Medical	NXNE500
Philips	M4780A
Tenacore	TE1725, TCEO-0109-1221
Welch Allyn	WA-DOC-10
Unimed	U710-70

Kompatybilność:

PRODUCENT	MODEL
CAS Med	511
Covidien > Nellcor	N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x, pulsoksymetry wymagające czujników w technologii OxiMax
Criticare	506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3
DRE	Waveline
Digicare	LW600
Fukunda Denshi	DS-7100
GE Healthcare > Critikon > Dinamap	Carescape B650, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare, ProCare 100, ProCare 200, ProCare 300,

	ProCare 400, ProCare Auscultatory 400, V100
Hunleigh	wszystkie
Mediana	YM6000
Midmark > Cardell	9403, 9500HD
Mindray > Datascope	Passport 2, Passport V, Spectrum, Spectrum OR
Omron > Colin	BP-S510, T105NXM
Welch Allyn	1500, 42NT0-E1 LXi, Spot Vital Signs 42NTB-E1

Specyfikacja:	Długość kabla	2.4 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	14 pin
	Technologia	Nellcor OxiMax
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy

KUP PASUJĄCE CZUJNIKI:

