

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-amcpr-a220-1005-datex-ohmedaoxy-e4-n-ts-e4-n-unimedu910-p-180.html>



Czujnik SpO2 typu Datex Ohmeda, klips na ucho dla dorosłych, wtyk 10 pin, kabel 3m

Cena brutto	378,00 zł
Cena netto	350,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	09-630-09
Kod producenta	CR001-3102G

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	PR-A220-1005
	Datex Ohmeda	OXY-E4-N, TS-E4-N
	Unimed	U910-09

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	Aespire, Aespire 15, AS/3, AS/3 Compact, Capnomac Ultima, Cardiocap 5, Cardiocap I, Cardiocap II, CG/2S, CH-RS, CH/2S, CH/S, CS/3, CS/5, CS/5 Compact, Light Monitor, M-ESTP, M-NESTPR, Oscar II, OSP-200, Satellite, Satellite Plus II, Satellite Trans, System 5, Trans Plus, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DPK1 - 10 pin
	Technologia	Datex
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy