

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-amcpr-a220-1017-datex-ohmeda-oxy-e4-h-ts-e4-h-0380-1000-0-p-50.html>



Czujnik SpO2 typu Datex Ohmeda, klips na ucho dla dorosłych, wtyk 7 pin, kabel 3m

Cena brutto	378,00 zł
Cena netto	350,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	02-630-02
Kod producenta	CR001-3103G

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	PR-A220-1017
	Datex Ohmeda	OXY-E4-H, TS-E4-H, 0380-1000-021
	Lohmeier	6051-0000-188
	Unimed	U910-02

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	3700, 3710, 3740, 3770, 3775, 37xx Series, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250 respiratory gas monitors, 5250 RGM, AS/3, Biox 3700e, Biox 3740, Biox 3760, Cardiocap/5 with N-XOSAT option, CS/3, Modular Monitors with M-OSAT module, Modulus CD, Oxicap, Rascal II, S/5, TuffSat 3775
	GE Healthcare > Corometrics	200SL, 400SL, 511, 600SL, 800A, 800SL, TRAM A.R., TRAM x00SL Series
	GE Healthcare > Marquette	seria 7000
	Mennen	Horizon XL800 (Ohmeda SpO2)

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Hypertronics 7pin
	Technologia	Ohmeda
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012,

	13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	12 miesięcy