

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-amcpr-a520-1005-beta-biomedb505-1005-datex-ohmedaoxy-f4-n-p-173.html>



Czujnik SpO2 typu Datex Ohmeda, klips plastikowy dla dorosłych, wtyk 10 pin, kabel 3m

Cena brutto	356,40 zł
Cena netto	330,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	09-130-09
Kod producenta	CR001-3102A

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	PR-A520-1005
	Beta Biomed	B505-1005
	Datex Ohmeda	OXY-F4-N, TS-F4-N, SAF-F4
	Pacific Medical	NFDX200
	Tenacore	TCPF-2014-0322, TP2422
	Unimed	U410-09

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	Aespire, Aespire 15, AS/3, AS/3 Compact, Capnomac Ultima, Cardiocap 5, Cardiocap I, Cardiocap II, CG/2S, CH-RS, CH/2S, CH/S, CS/3, CS/5, CS/5 Compact, Light Monitor, M-ESTP, M-NESTPR, Oscar II, OSP-200, Satellite, Satellite Plus II, Satellite Trans, System 5, Trans Plus, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DPK1 - 10 pin
	Technologia	Datex
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy

