

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-amcpr-a900-1006v-pacific-medicalnsph200-philipsm1191al-m-p-655.html>



Czujnik SpO2 typu Philips, silikonowy dla dorosłych, wtyk 8 pin, kabel 3 m

Cena brutto	388,80 zł
Cena netto	360,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	91-130S-91
Kod producenta	CR001-6001B

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	PR-A900-1006V
	Pacific Medical	NSPH200
	Philips	M1191AL, M1191BL
	Tenacore	TP1503SP-10
	Unimed	U410S-91

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Goldway	G40
	Philips	C1, C3, HP Viridia 24C, M3, M3001A, M4, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 60, MP 70, MP 80, MP 90, Philips Heartstart defibrillator and IntelliVue, VM4, VM6, VM8, MX700
	Solaris	NT2A, NT2C

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli >40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	D-Shape 8 pin
	Technologia	Philips
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy