

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-beta-biomedb505-1020n-spacelabs015-0130-01-p-92.html>



Czujnik SpO2 typu Spacelabs, klips plastikowy dla dorosłych, wtyk 7 pin, kabel 3m

Cena brutto	388,80 zł
Cena netto	360,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	04-130-04
Kod producenta	CR001-6401A

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Beta Biomed	B505-1020N
	Spacelabs	015-0130-01, 90651A-08, 015-0130-00
	Unimed	U410-04

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Spacelabs	466, 90308, 90309, 90351-0/6, 90465, 90489, 90651-A, IM77, PC Scout

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Hypertronics 7pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy