

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-datex-ohmedaoxy-w4-n-unimedu310-09-p-178.html>



Czujnik SpO2 typu Datex Ohmeda, taśma noworodkowa, wtyk 10 pin, kabel 3m

Cena brutto	356,40 zł
Cena netto	330,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	09-430-09
Kod producenta	CR001-3102E

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Datex Ohmeda	OXY-W4-N
	Unimed	U310-09

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Datex Ohmeda	Aespire, Aespire 15, AS/3, AS/3 Compact, Capnomac Ultima, Cardiocap 5, Cardiocap I, Cardiocap II, CG/2S, CH-RS, CH/2S, CH/S, CS/3, CS/5, CS/5 Compact, Light Monitor, M-ESTP, M-NESTPR, Oscar II, OSP-200, Satellite, Satellite Plus II, Satellite Trans, System 5, Trans Plus, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Noworodki 1-4 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DPK1 - 10 pin
	Technologia	Datex
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy