

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-mindray-datascope0600-00-0094-unimedu410-29cr-p-373.html>



Czujnik SpO2 typu Mindray, klips plastikowy dla dorosłych, wtyk 6 pin, kabel 3m

Cena brutto	270,00 zł
Cena netto	250,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	29-130-29
Kod producenta	CR001-5103A

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Mindray > Datascope	0600-00-0094
	Unimed	U410-29

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	ARI	800B
	Advanced Instrumentations	PM1000F
	Carewell	CPM-9000T
	Creative	PC9000, UP6000
	Edan	iM50, iM60, iM8, iM80 without Nellcor OxiMax technology, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A
	Kontron	7138, 7840, 7845
	Medec	M-1000, M-1100, MEDEC-1000
	Mindray > Datascope	6201, 809B, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, Passport XG, PM 600, PM 6000 (Nowy), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Trio, VS 800
	Penlon InterMed	PM-8000
	Philips	M3

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU

Wtyk	Redel 6 pin, klucz 40°
Technologia	Nellcor OxiSmart
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	12 miesięcy