

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-nihon-kohden-tl-201t-pacific-medicalnhnk3014-unimedu410-36-p-414.html>



Czujnik SpO2 typu Nihon Kohden, klips plastikowy dla dorosłych, wtyk 14 pin, kabel 3m

Cena brutto	461,70 zł
Cena netto	427,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	36-130-36
Kod producenta	CR001-5503A

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Nihon Kohden	TL-201T
	Pacific Medical	NHNK3014
	Unimed	U410-36

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Nihon Kohden	2303 Life Scope I, 2353 Life Scope L, 4103, 4111, 4113 4114A, 5135, BSM-2301, BSM-2351, BSM-4101, BSM-4102, BSM-4102A, BSM-5105, BSM-6000, BSM-9101, Life Scope A, Life Scope J, Life Scope P, PVM-2701

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	14 pin
	Technologia	Nihon Kohden
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy