

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-philipsm1597c-989803166861-p-1393.html>



Philips rurka napowietrzająca NIBP, 1-żyłowa, kompatybilna z M1597C

Cena brutto	243,00 zł
Cena netto	225,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	1-16-56

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Philips	M1597C, 989803166861
	Unimed	HS-16-PNW

Kompatybilność:	PRODUCENT	Model
	Advanced Instrumentations	PM1000F+
	Biolight	AnyView A3, AnyView A5, AnyView A6, AnyView A8, V6
	Mindray > Datascope	Accutorr 3, Accutorr 7, BeneView T1, BeneVision N1, Beneheart D6, DPM6, DPM7, Passport 12, Passport 12m, Passport 17m, Passport 8, cPM 12, cPM 8, ePM 10M, ePM 12M, iPM Series, iPM12VET, uMEC10, uMEC12, uMEC15
	Penlon InterMed	Oriel 4000
	Philips	Avalon, FM20, FM30, HeartStart MRx, IntelliVue MMS X2, IntelliVue MP30, IntelliVue MP5, IntelliVue MP70, IntelliVue MX100, IntelliVue MX400, IntelliVue MX450, IntelliVue MX500, IntelliVue MX550, IntelliVue MX600, IntelliVue MX700, IntelliVue MX800, IntelliVue X3, M1008B, M3001A, M3046A M3, M3536A, MP 30, MP 50, SureSigns VM6, SureSigns VS2, SureSigns VS2+, SureSigns VS3, SureSigns VS4, VM4
	Sinohero	AcuitSign M6
	Venni	VI-300A

Specyfikacja:	Rodzaj przewodu	1-żyłowa
----------------------	-----------------	----------

Długość przewodu	3 metry
Konektor do urządzenia	P16
Konektor/-y do mankietu	P56
Materiał	PVC
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	6 miesięcy