

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-tenacoretcps-2014-0322-tp2422sp-unimedu410s-0-p-174.html>



## Czujnik SpO2 typu Datex Ohmeda, silikonowy dla dorosłych, wtyk 10 pin, kabel 3m

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>356,40 zł</b>                                                                       |
| Cena netto       | <b>330,00 zł</b>                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)</b> |
| Numer katalogowy | <b>09-130S-09</b>                                                                      |
| Kod producenta   | <b>CR001-3102B</b>                                                                     |

### Opis produktu

|                            |                  |                          |
|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Lista referencyjna:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>Numer OEM</b>         |
|                            | Tenacore         | TCPS-2014-0322, TP2422SP |
|                            | Unimed           | U410S-09                 |

|                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | Datex Ohmeda     | Aespire, Aespire 15, AS/3, AS/3 Compact, Capnomac Ultima, Cardiocap 5, Cardiocap I, Cardiocap II, CG/2S, CH-RS, CH/2S, CH/S, CS/3, CS/5, CS/5 Compact, Light Monitor, M-ESTP, M-NESTPR, Oscar II, OSP-200, Satellite, Satellite Plus II, Satellite Trans, System 5, Trans Plus, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO |

|                      |                       |                                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> | <b>Waga pacjenta</b>  | Dorośli > 40 kg                                |
|                      | <b>Długość kabla</b>  | 3.0 m                                          |
|                      | <b>Materiał kabla</b> | TPU                                            |
|                      | <b>Wtyk</b>           | DPK1 - 10 pin                                  |
|                      | <b>Technologia</b>    | Datex                                          |
|                      | <b>Certyfikaty</b>    | CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |
|                      | <b>Gwarancja</b>      | 12 miesięcy                                    |