

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110-26-kompatybi-p-352.html>



## Czujnik SpO2 typu MEK, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 9 pin, kabel 3m

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>453,60 zł</b>                                                                       |
| Cena netto       | <b>420,00 zł</b>                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)</b> |
| Numer katalogowy | <b>26-230-26</b>                                                                       |
| Kod producenta   | <b>CR001-4701C</b>                                                                     |

### Opis produktu

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Lista referencyjna:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>Numer OEM</b> |
|                            | Unimed           | U110-26          |

|                        |                  |                                                 |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>MODEL</b>                                    |
|                        | MEK              | MP 100, MP 1000, MP 110, MP 400, MP 500, MP 600 |
|                        | Votem            | VP-1000, VP-1200, VP-700                        |

|                      |                       |                                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> | <b>Waga pacjenta</b>  | Pediatryczny 10-40 kg                          |
|                      | <b>Długość kabla</b>  | 3.0 m                                          |
|                      | <b>Materiał kabla</b> | TPU                                            |
|                      | <b>Wtyk</b>           | DB9 9pin                                       |
|                      | <b>Technologia</b>    | MEK                                            |
|                      | <b>Certyfikaty</b>    | CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |
|                      | <b>Gwarancja</b>      | 12 miesięcy                                    |