

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110-37-kompaty-p-424.html>

Czujnik SpO2 typu Goldway, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 5 pin, kabel 3m

Cena brutto	356,40 zł
Cena netto	330,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	37-230-37
Kod producenta	CR001-3603C

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110-37

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	AnKe	553
	Beijing Choice Electronic	MMED6000DP
	Cheersails	CSM-2000
	Goldway	UT4000, UT4000A, UT4000F, G40
	Hillmed	monitory z technologią BCI Spo2
	HongRunDa	EM-6
	JERRY	PM200
	JoyceTracker	BMD-50
	Jumbor	JB9101/9105/9107
	Mindray > Datascope	PM9000
	QiLan	M-III
	Richer	RC9000
	SHIPAI	KMI-900
	ShenMai	KP-900
	Spurt	CP-1200
	ZhongHengSheng	KD580
	ZhongYuan	HD-2000

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 5 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012,

	13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	12 miesięcy