

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110-70p-kompatyb-p-616.html>



Czujnik SpO2 typu Nellcor OxiTech, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 14 pin, kabel 3m

Cena brutto	437,40 zł
Cena netto	405,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	70-230-70
Kod producenta	CR001-5304C

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110-70P

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	CAS Med	511
	Cardio Aid	200
	Covidien > Nellcor	N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x, pulsoksymetry w technologii OxiMax
	Criticare	506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3
	DRE	Waveline
	Digicare	LW600
	Fukunda Denshi	DS-7100
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	Carescape B650, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Auscultatory 400, V100
	Hunleigh	wszystkie
	Mediana	YM6000
	Midmark > Cardell	9403, 9500HD
	Mindray > Datascope	Passport 2, Passport V
	Omron > Colin	BP-S510, T105NXM
	Welch Allyn	42NT0-E1 LXi, Spot Vital Signs 42NTB-E1

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczne 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU

Wtyk	14 pin
Technologia	Nellcor OxiMax
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	12 miesięcy