

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110s-01-kompatyb-p-30.html>



Czujnik SpO2 typu Nellcor, silikonowy pediatryczny, wtyk 7 pin, kabel 3m

Cena brutto	270,00 zł
Cena netto	250,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	01-230S-01
Kod producenta	CR001-5301D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-01

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Analogic	Lifegard II
	Artema S&W	Diascope
	ChoiceMMed	MD300K1
	Covidien > Nellcor	N-20, N-3000, N-390, N-395, N-6000, N100 (wymagają kabla przedwzmacniacza), N180, N200 (wymagają kabla przedwzmacniacza), NPB-290, NPB-295, NPB-40, NPB-75
	Datex Ohmeda	510
	Drager	Narkomed, SC 6000, SC 7000, SC 8000, SC 9000 XL, Vitalert 1000
	Edan	IT500
	GE Healthcare > Corometrix	118, 120, 129, 188, 556
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	9710, 9720, Compact, Dash Series, Dinamap Select, Eagle Series, Eagle SMK, MPS, Oxyshuttle, Plus, Pro 300/400 (sin-Nellcor OxiMax), SMU, SMV, SOLAR Series, TRAM Modular x50SL Series
	GE Healthcare > Marquette	1200, Hellige Eagle 1000
	Invivo	Escort 100 OPT11A, Escort 300A, Escort II OPT30, M12 (Nellcor SpO2), Millennia 4500 Plus 2, Prism (Nellcor SpO2)
	Ivy Biomedical	405A, 405D, 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN
	Mennen	Horizon XL (Nellcor SpO2), MR 1300 Mercury

Mindray > Datascope	3000, Accutorr Plus, Expert, Passport
Nihon Kohden	BSM-1102 Life Scope EC, BSM-2304 iPro (Life Scope i), BSM-4102 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4104 Procyon (Life Scope P), BSM-4112 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4114 Procyon (Life Scope P), BSM-9510 Life Scope M (Nellcor SpO2), OGS-2000 PocketCare (Nellcor SpO2)
PaceTech	Vitalmax 800 Series (black Nellcor SpO2)
Philips	78352C, 78354C, 78834C, C1, CMS, M1020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1722A, M1722B, M1732A, M1732B, M2475B, M2601A, M3000A, M3500B, M4735A, Merlin Systems, V24, V26, Viridia A1, Viridia A3
Riester	ri-vital i inne
Siemens	Sirecust 630, Sirecust 700, Sirem SpO2 Moduł
Spacelabs	90351-0/6, 90465 (Nellcor SpO2), 90466 (Nellcor SpO2), 90467 (Nellcor SpO2), 90489 (Nellcor SpO2), 90496 / 90369 / 90367 Ultraview (Nellcor SpO2), 90651A-08, 93300, IM77
Welch Allyn	Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Series, Encore, Micropaq (Nellcor SpO2), Propaq 106-EL, Propaq 202-EL, Propaq 204-EL, Propaq 206-EL, Propaq CS (Nellcor SpO2), Spot Vital Signs, Vital Signs (oprócz Nellcor OxiMax)

Specyfikacja:

Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
Długość kabla	3.0 m
Materiał kabla	TPU
Wtyk	DB9 7pin
Technologia	Nellcor > Covidien
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	12 miesięcy