

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110s-11-kompat-p-192.html>



Czujnik SpO2 typu Goldway, silikonowy pediatryczny, wtyk 5 pin, kabel 3m

Cena brutto	334,80 zł
Cena netto	310,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	11-230S-11
Kod producenta	CR001-3601D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-11

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Goldway	4000B
	Sonolife	pulsoksymetry podręczne

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczne 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Lemo 5 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy