


Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110s-13-kompatybilno-p-208.html>



Czujnik SpO2 typu Kontron, silikonowy pediatryczny, wtyk 6 pin, kabel 3m

Cena brutto	432,00 zł
Cena netto	400,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	13-230S-13
Kod producenta	CR001-4301D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-13

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Kontron	7138, 7840, 7845, Kolormon, Micromon, Minimon 7137, Supermon, Trakmon

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	6 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy