

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110s-14-kompatybiln-p-216.html>



Czujnik SpO2 typu Invivo, silikonowy pediatryczny, wtyk 7 pin, kabel 3m

Cena brutto	518,40 zł
Cena netto	480,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	14-230S-14
Kod producenta	CR001-4101D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-14

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Invivo	4500, 4500 Plus, Millennia, Omega 1445, Omni-Trak TVS, Sat Scout

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Lemo 7 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy