

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110s-16-p-248.html>

Czujnik SpO2 typu Nihon Kohden, silikonowy pediatryczny, wtyk 10 pin, kabel 3m

Cena brutto	432,00 zł
Cena netto	400,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	16-230S-16
Kod producenta	CR001-5502D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-16

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Nihon Kohden	AL-800PA Module, BSM-1101 Life Scope EC, BSM-2101/2 Life Scope L, BSM-3101 Life Scope LC, BSM-7100/7200 Life Scope 8, BSM-8200/1 Life Scope 12, BSM-8301/2 Life Scope 9, NT3B, OLV-1100A, SM-8800 Life Scope 14

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DPK1 - 10 pin
	Technologia	Nihon Kohden
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy