

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110s-17-kompatybi-p-264.html>



Czujnik SpO2 typu Schiller, silikonowy pediatryczny, wtyk 8 pin, kabel 3m

Cena brutto	388,80 zł
Cena netto	360,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	17-230S-17
Kod producenta	CR001-6202D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-17

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Schiller	Argus CM8, SM783, SM784, SM785, TM910

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	8 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy