

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110s-18-kompatybi-p-279.html>



Czujnik SpO2 typu Palco, silikonowy pediatryczny, wtyk 6 pin, kabel 3m

Cena brutto	518,40 zł
Cena netto	480,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	18-230S-18
Kod producenta	CR001-5901D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-18

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Mediaid	wszystkie
	Palco	wszystkie

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	6pin
	Technologia	Palco
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy