

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110s-29-p-375.html>

Czujnik SpO2 typu Mindray, silikonowy pediatryczny, wtyk 6 pin, kabel 3m

Cena brutto	280,80 zł
Cena netto	260,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	29-230S-29
Kod producenta	CR001-5103D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-29

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	ARI	800B
	Advanced Instrumentations	PM1000F
	Carewell	CPM-9000T
	Creative	PC9000, UP6000
	Edan	iM50, iM60, iM8, iM80 without Nellcor OxiMax technology, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A
	Kontron	7138, 7840, 7845
	Medec	M-1000, M-1100, MEDEC-1000
	Mindray > Datascope	6201, 809B, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, Passport XG, PM 600, PM 6000 (Nowy), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Trio, VS 800
	Penlon InterMed	PM-8000
	Philips	M3

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 6 pin, klucz 40°
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy

