

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu110s-62d-kompa-p-570.html>



Czujnik SpO2 typu Biocare, silikonowy pediatryczny, wtyk 5 pin, kabel 3m

Cena brutto	396,90 zł
Cena netto	367,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	62D-230S-62D
Kod producenta	CR001-0701D

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110S-62D

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Biocare	BM-9000S, Im7, Im8, Im12, Im15
	Biolight	M69, M8000, M8000A, M9000, M9000A, BTD-352A
	Sunnex	wszystkie

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 5 pin
	Technologia	Cyfrowa
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy