

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu203s-01p-p-71.html>

Czujnik SpO2 typu Nellcor Oximax, silikonowy dziecięcy, wtyk 9 pin, kabel 1m

Cena brutto	280,80 zł
Cena netto	260,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	01XK-310S-01X
Kod producenta	CR001-5303HS

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U203S-01P

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	CAS Med	511
	Covidien > Nellcor	N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-195, PM10N
	Criticare	506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3
	DRE	Waveline
	Digicare	LW600
	Drager	Narkomed 6400
	Fukunda Denshi	DS-7100, LX-7230N
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	Carescape B650, Compact DINAMAP MPS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Auscultatory 400, V100
	GE Healthcare > Marquette	Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000 with Nellcor Oximax, i/9500, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M
	Medtronic > Physio Control	Lifepak 12, Lifepak 15
	Midmark > Cardell	9403, 9500HD
	Mindray > Datascope	Accutorr Plus, DPM5, Duo, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio
	Omron > Colin	BP-S510, T105NXM
	Philips	Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2,

	IntelliVue MP70, M1020B, M2601A, M3000A, M3000A/M3001A MMS, M3001A, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, SureSigns VS2, SureSigns VS3
Welch Allyn	42NT0-E1 LXi, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Series, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42NTB-E1

Specyfikacja:

Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
Długość kabla	1.0 m
Materiał kabla	TPU
Wtyk	DB9 9 pin
Technologia	Nellcor Oximax
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
Gwarancja	12 miesięcy